

**Technische Daten - Gewichte der Amoena Brustprothesen und Ausgleichsprothesen (Stand 01. Jan. 2011)**

Vollprothesen		Größen →																	
Art.-Nr.	Bezeichnung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
341	Energy 2U		80	107	141	192	235	295	349	421	516	614	691	806	927	1067			
340	Energy 3U		75	104	139	178	224	280	354	402	489	574	675	801	922	1045			
384	Contact 1S Comfort+		103	141	194	246	319	385	478	556	657	736	877	1023	1138	1295			
381	Contact 2S Comfort+		100	138	183	234	298	374	452	540	643	758	872	1008					
383	Contact 2A Comfort+	105	134	160	200	247	307	380	475	583	713	858	1031	1228					
382	Contact 3S Comfort+	114	139	182	236	292	342	396	476	548	600	733							
386	Contact 3E Comfort+		107	147	196	251	320	402	478	588	680	806	974	1153	1337	1560			
380	Contact Light 2S Comfort+		82	111	141	184	233	290	353	422	495	600	681	786	875	1023			
385	Contact Light 3S Comfort+	90	111	144	183	225	277	315	371	426	467	582							
396	Natura 1 S Comfort+		94	131	177	222	285	354	427	499	650	696	795	890	1073	1195			
393	Natura 2A Comfort+	110	126	145	177	229	295	367	463	575	694	846	1020	1216					
397	Natura 3E Comfort+		97	132	172	224	289	349	443	536	632	733	831	1009	1188	1366			
395	Natura 3S Comfort+	115	141	181	222	271	324	375	445	524	594	720	811	930					
664	Natura Light 1S Comfort+		81	111	148	191	242	299	370	428	515	588	689	770	924	1000			
392	Natura Light 2A Comfort+	89	100	115	138	177	231	281	356	441	538	647	793	965	1010	1118			
390	Natura Light 2S Comfort+		80	107	144	183	233	296	355	432	505	612	713	825	907	1017	1188	1385	1577
391	Natura Light 3S Comfort+	91	107	138	173	212	255	290	345	405	473	554	639	713					
370	Individual 3S Comfort+	115	140	177	223	274	325	386	431	528	570	683							
374	Individual Light 2S Comfort+		70	94	120	157	199	250	304	352	421	515	598	691	796	905			
373	Individual Light 3A Comfort+		79	109	147	185	233	287	358	426	502	590	711	801	936	1027			
263	Essential Deluxe 1S		96	131	179	225	282	352	431	501	590	683	807						
261	Essential Deluxe 3E				176	218	289	353	437	526	596	702	820	994					
247	Essential Deluxe Light 2S			107	138	181	233	287	342	413	490	580	674	781	889				
254	Essential Deluxe Light 2A	87	100	115	137	177	223	267	339	417	504	610	736	890	921	1025			
266	Essential Deluxe Light 3S			141	176	209	255	293	335	391	461	527	589						
255	Essential 3A	84	108	166	188	240	313	383	486	594	707	797	974	1179	1321	1423			
442	Essential Light 2S			98	128	165	209	266	319	377	450	538	611	705	793				
129	Swimform	95	110	135	166	200	236	289	347	406	473	528	671	762	854				
216	Priform	individuell befüllbar mit Fiberfill																	

Ausgleichsprothesen		Größen →						
Art.-Nr.	Bezeichnung	0	1	2 03/S	4 05/M	6 07/L	8 09/XL	10
271A	Balance 1D			58	95	144	208	293
271B	Balance 2D			76	129	198	283	391
259A	Balance 1O		56		92	138	193	271
259B	Balance 2O		85		142	203	291	389
275A	Balance 1C				47	61	84	
275B	Balance 2C				56	70	102	
241	Balance 2V				49	87	137	200
272B	Balance Contact 2D			77	125	205	292	400
252B	Balance Contact 2O		88		142	210	297	393
242	Balance Contact 2V				50	86	135	199
273B	Balance Ind. Light 2D Comfort+			69	120	198	280	394

Die hier angeführten Gewichte haben einen Toleranzbereich von +/- 5%. Gewichte der Prothesen in Gramm.

Technische Daten für alle Silikon-Prothesen:

Pad aus Textilmaterial auf Polyesterbasis, Inhalt auf Paraffinbasis, Klettsystem aus Polyamid

Zusätzlich bei Art.-Nr. 247, 254, 266, 340, 341, 373, 374, 380, 385, 390, 391, 392, 442, 664:

Extrem leichte Mikro-Hohlkugeln aus Kunststoff

Zusätzlich bei Art.-Nr. 273B, 340, 341, 370, 373, 374, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 664:

Silikonformulierung mit Paraffinfüllstoffen

Zusätzlich bei Art.-Nr. 242, 252 B, 272 B, 273B, 340, 341, 368, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386:

Selbsthaftendes Material auf Basis von Polydimethylsiloxan

Zusätzlich bei Art.-Nr. 273B, 370, 373, 374:

Formbares Material auf Basis von medizinischem Weißöl und Paraffinfüllstoffen.

Antimikrobielle Ausstattung durch Mikrosilber zusätzlich bei Art.-Nr. 340, 341

Art.-Nr. 216: Bodenteil besteht aus 100% Baumwolle mit Silber durchzogen, äußere Cupseite besteht aus 75% Polyurethan und 25% Polyester, Watte-Füllung besteht aus 100% Polyester, silikonisierte Hohlfaser.

Indikationen für Priform: Nach Mastektomie, bevor die Operationswunde vollständig abgeheilt ist und bei Bestrahlungstherapie. Vor Abschluss der postoperativen Phase ist eine Definitivversorgung nicht durchzuführen.

Indikationen für Brustprothesen und Ausgleichsprothesen:

Nach Mastektomie oder Brusterhaltender Operation, nachdem die Operationswunde vollständig abgeheilt und die

Bestrahlungstherapie abgeschlossen ist. Formgebung und Größe richten sich nach den anatomischen Gegebenheiten.