

Teilprothesen	Artikel-Nr.	Größen			
		S	M	L	XL
Amoena Balance 1C	275A	46	61	85	
Amoena Balance 2C	275B	56	71	104	
Amoena Balance 2V	241	54	97	142	196
Amoena Balance Contact 2V	242	54	99	134	196
Priform	206	individuell befüllbar			

Die hier angeführten Gewichte haben einen Toleranzbereich von +/- 5%.  
Gewichte der Prothesen in Gramm.

Technische Daten für alle Silikon-Prothesen:

Polyurethan Folie, Material auf Basis von Polydimethylsiloxan, Farbpigmente

Zusätzlich bei Art.-Nr. 358, 458:

Pad aus Textilmaterial auf Polyesterbasis, Inhalt auf Paraffinbasis, Klebtsystem aus Polyamid

Zusätzlich bei Art.-Nr. 356, 358, 368, 367, 373, 374, 442, 380, 390, 391, 392, 664:

Extrem leichte Mikro-Hohlkugeln aus Kunststoff

Zusätzlich bei Art.-Nr. 380, 381, 382, 390, 391, 392:

Silikonformulierung mit Paraffinfullstoffen

Zusätzlich bei Art.-Nr. 242, 252 B, 272 B, 351, 368, 521, 380, 381, 382, 653:

Selbsthaftendes Material auf Basis von Polydimethylsiloxan

Zusätzlich bei Art.-Nr. 370, 373, 374:

Formbares Material auf Basis von medizinischem Weißöl und Paraffinfullstoffen.

Art.-Nr. 206: Bodenteil besteht aus 100% Baumwolle, äußere Cupseite besteht aus 75% Polyurethan

und 25% Polyester, Watte-Füllung besteht aus 100% Polyester, silikonisierte Hohlfaser.

Indikationen für Priform: Nach Mastektomie, bevor die Operationswunde vollständig abgeheilt ist und bei

Bestrahlungstherapie. Vor Abschluss der postoperativen Phase ist eine Definitivversorgung nicht durchzuführen.

Indikationen für Brustprothesen und Ausgleichsteile:

Nach Mastektomie oder Brusterhaltender Operation, nachdem die Operationswunde vollständig abgeheilt und die

Bestrahlungstherapie abgeschlossen ist. Formgebung und Größe richten sich nach den anatomischen Gegebenheiten.

## Technische Daten

amoena

Brustprothesen	Artikel-Nr.	Größen																		
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
Amoena Contact 1S	653		100	138	182	230	297	364	431	518	606	696	817	936	1094	1210				
Amoena Contact 2S Comfort+	381		100	140	187	245	304	385	469	573	658	767	883	1020						
Amoena Contact 2A	351	117	138	172	206	247	318	386	486	592	715	871	1013	1215						
Amoena Contact 3S Comfort+	382	120	147	189	246	296	348	405	484	563	610	767								
Amoena Contact 3E	521		97	132	177	226	290	358	437	547	625	715	835	1002	1190	1428				
Amoena Contact Light 2S Comfort+	380		81	109	143	184	230	292	360	426	497	596	678	780	870	1011				
Amoena Contact Light 3S	368	96	118	150	188	230	272	314	367	425	463	570								
Amoena Climate Light 2A	358	59	66	81	98	130	175	214	272	334	413	533	625	771	843	899				
Amoena Climate Light 2S	458		52	74	101	128	175	208	256	313	375	447	528	585	677	755				
Amoena Natura 1S	663		101	140	182	226	288	356	424	498	588	674	793	894	1071	1184				
Amoena Natura 2A	355	113	135	153	187	239	308	376	472	582	698	846	1004	1222						
Amoena Natura 3S	362	120	148	194	234	283	343	393	456	537	608	732	818	924						
Amoena Natura 3E	661		104	133	178	225	287	353	427	525	590	690	818	983	1138	1361				
Amoena Natura Light 1S	664		81	111	148	191	241	299	370	428	515	588	689	770	924	999				
Amoena Natura Light 2S Comfort+	390		84	112	147	184	235	290	362	430	505	608	714	818	919	1031	1185	1413	1589	
Amoena Natura Light 2A Comfort+	392	90	103	117	140	176	231	282	356	437	533	659	782	918	1010	1067				
Amoena Natura Light 3S Comfort+	391	93	113	141	172	212	249	292	345	406	470	557	618	704						
Amoena Individual 3S Comfort+	370	120	143	180	222	280	323	393	436	537	573	684								
Amoena Individual Light 3A Comfort+	373		79	107	143	186	234	287	356	415	504	579	680	799	912	1016				
Amoena Individual Light 2S Comfort+	374		73	96	129	159	209	252	314	380	452	530	590	668	760	855				
Amoena Essential 3A	255	86	107	159	189	241	313	380	484	586	697	796	970	1178	1320	1411				
Amoena Essential Light 2S	442		75	98	131	169	208	264	316	381	447	524	611	696	786	896	1013	1197	1333	
Amoena Essential Light 2A	356	78	94	101	126	159	205	254	313	392	470	575	678	819	830	969				
Amoena Essential Light 3S	367	80	98	126	152	189	225	257	305	360	412	483	541	626	726	836				
<b>Ausgleichsteile</b>				<b>1/2</b>		<b>3/4</b>		<b>5/6</b>		<b>7/8</b>		<b>9/10</b>								
Amoena Balance 1D	271A					58		96		147		219		290						
Amoena Balance 2D	271B					76		129		213		290		388						
Amoena Balance Contact 2D	272B					78		121		209		293		386						
Amoena Balance Individual Light 2D	273B					74		122		194		277		386						
				<b>0/1</b>		<b>2/3</b>		<b>4/5</b>		<b>6/7</b>		<b>8/9</b>								
Amoena Balance Contact 2O	252B					87		143		207		292		392						
Amoena Balance 1O	259A					57		94		139		195		273						
Amoena Balance 2O	259B					86		143		206		293		392						

Die hier angeführten Gewichte haben einen Toleranzbereich von +/- 5%. Gewichte der Prothesen in Gramm.