

Technische Daten - Gewichte der Amoena Voll- und Teilprothesen

Vollprothesen		Größen →																	
Art.-Nr.	Bezeichnung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
349	Energy 1S Comfort+		104	138	181	233	297	373	459	537	639	743	883	987					
347	Energy 2U Comfort+		98	139	172	243	298	380	449	541	650	757	871	1034	1169	1327			
342	Energy Light 2S Comfort+		81	108	145	186	236	298	364	435	518	606	709	802	896	1018			
341	Energy Light 2U Comfort+			109	140	179	232	294	361	424	496	588	682	801	919	1081			
310	Energy Cosmetic 2S Comfort+		89	118	155	197	246	311	369	440	527	620	707	802	921	1043			
311	Energy Cosmetic 3S Comfort+		127	157	195	240	282	304	349	417	486	552	618	716					
384	Contact 1S Comfort+		105	145	190	246	305	375	478	541	639	755	877	1004	1138	1295			
381	Contact 2S Comfort+		142	143	183	244	311	382	452	554	666	758	872	1008					
383	Contact 2A Comfort+	111	132	160	195	235	315	586	472	586	713	856	1031	1228					
382	Contact 3S Comfort+	116	142	181	238	284	346	403	476	552	606	763							
386	Contact 3E Comfort+		114	147	191	245	309	402	473	572	680	806	974	1137	1348	1549			
380	Contact Light 2S Comfort+		81	107	146	187	240	294	347	414	504	591	685	781	874	1001			
385	Contact Light 3S Comfort+	94	111	143	186	223	266	310	361	427	465	569							
396	Natura 1S Comfort+		95	134	177	231	299	353	432	498	615	706	807	924	1063	1202			
398	Natura 2S Comfort+		110	143	191	235	307	378	462	556	664	802							
393	Natura 2A Comfort+	107	127	147	174	227	295	367	466	575	700	836	1016	1216					
397	Natura 3E Comfort+		96	130	172	223	282	356	428	510	620	727	847	1017	1201	1383			
395	Natura 3S Comfort+	115	140	181	220	265	327	388	459	523	622	722	809	930					
394	Natura 2U Comfort+		106	143	191	246	320	382	471	560	669	785	899		1186	1395			
320	Natura Cosmetic 2S Comfort+		87	115	159	196	247	317	373	447	528	624	714	807	906	1045			
321	Natura Cosmetic 3S Comfort+		128	164	198	243	289	322	360	423	495	565	626	721					
322	Natura Cosmetic 3E Comfort+		86	119	157	204	256	322	393	461	547	634	757	889	1042	1221			
323	Natura Cosmetic 2SN Comfort+		98	126	155	198	246	302	365	436	517	598	691	804	918	1038			
664	Natura Light 1S Comfort+		83	114	155	194	246	303	372	433	528	581	691	791	904	998			
392	Natura Light 2A Comfort+	87	101	116	143	178	234	291	357	439	541	663	762	942	1017	1119			
390	Natura Light 2S Comfort+		80	112	151	190	241	306	367	440	518	631	723	827	922	1033	1214	1368	1577
391	Natura Light 3S Comfort+	92	112	141	173	213	261	295	341	412	478	555	623	721					
399	Natura Light 2U Comfort+		84	116	158	197	261	305	367	458	539	647	695	850	984	1112			
400	Natura Xtra Light 2SN Comfort+		75	99	122	152	188	229	283	338	402	470	542	620	718	810	914	1015	1134
630	Essential 1S		105	145	192	244	316	391	470	544	654	749	872	993					
442	Essential Light 2S		70	103	131	167	220	276	323	399	467	562	625	722	843	946	1018	1149	1330
356	Essential Light 2A	78	90	150	180	159	210	254	326	402	467	563	683	845	843	970			
367	Essential Light 3S	78	95	129	159	195	230	267	312	368	422	501	554	633					
149	Aqua Wave		76	105	137	174	220	278	341	400	482	581	673	768	849	956			
216	Priform	individuell befüllbar mit Fiberfill																	
132	Leisure				78	101	124	154	186	221	265	306	351	403	456	510			
333	PurFit					87		136		206		285		394					

Teilprothesen neu		Größen →									
Art.-Nr.	Bezeichnung	S	M	L	XL						
227	Balance Natura TO 227	57	72	104	129						
228	Balance Essential TO 228	62	83	119	136						
Art.-Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	Balance Contact MD 229	91	108	129	147	177	206	238	272	304	336
220	Balance Natura MD 220	92	113	132	154	182	213	250	278	326	356
223	Balance Essential MD 223	96	123	141	167	188	222	248	290	310	349
Art.-Nr.	Bezeichnung	5/6	7/8	9/10	11/12						
230	Balance Contact VD 230	206	280	372							
221	Balance Natura Light VD 221	160	222	286	349						
222	Balance Natura VD 222	214	286	382							
224	Balance Essential Light VD 224	158	217	280	338						
225	Balance Essential VD 225	234	315	401							
Art.-Nr.	Bezeichnung	S	M	L	XL						
285	Balance Natura SV 285	47	82	127	191						
286	Balance Contact SV 286	52	88	136	204						
Art.-Nr.	Bezeichnung	S	M	L	XL						
231	Balance Natura SE 231	42	66	92	128						
232	Balance Essential SE 232	48	69	100	141						

Teilprothesen		Größen →				
Art.-Nr.	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
282A	Balance Delta 282A	63	99	146	208	275
282B	Balance Delta 282B	70	119	195	292	387
284B	Balance Contact Delta 284B	70	122	190	299	427
Art.-Nr.	Bezeichnung	0/1	2/3	4/5	6/7	8/9
283A	Balance Oval 283A	58	91	146	196	252
283B	Balance Oval 283B	81	136	192	271	379
287B	Balance Contact Oval 287B	83	130	194	273	386

Technische Daten für alle Silikon-Prothesen:

Polyurethan Folie, Material auf Basis von Polydimethylsiloxan, Farbpigmente

Zusätzlich bei Art.-Nr. 320, 321, 341, 342, 356, 380, 385, 390, 391, 392, 442, 664, 400, 310, 311, 323, 322, :
Extrem leichte Mikro-Hohlkugeln aus Kunststoff

Zusätzlich bei Art.-Nr. 282B, 229, 230, 286, 227, 220, 221, 222, 231,285, 320, 321, 341, 342, 347, 349, 380,
Silikonformulierung mit Paraffinfüllstoffen (PCM / Phase Change Material)

Zusätzlich bei Art.-Nr. 282B, 286, 287B, 229, 230, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, :
Selbsthaftendes Material auf Basis von Polydimethylsiloxan

Art.-Nr. 216: Bodenteil besteht aus 100% Baumwolle, äußere Cupseite besteht aus 75% Polyurethan und 25% Baumwolle

Art.-Nr. 132: Gewichteter Schaumstoff besteht aus: 30% Polyurethan und 70% Barium Sulfate, Hülle: 51% Füllstoff

Art.-Nr. 333: zusätzlich Stoffhülle aus Polyester mit Polyurethan Schaum-Cup, befüllbar mit Fiberfill

Indikationen für Priform: Nach Mastektomie, bevor die Operationswunde vollständig abgeheilt ist und bei Bestrahlungstherapie. Vor Abschluss der postoperativen Phase ist eine Definitivversorgung nicht durchzufü

Indikationen für PurFit: Anpassbare Prothese während Brustwiederaufbau mit Expander zum Schutz und H

Indikationen für Brustprothesen und Ausgleichsprothesen:

Nach Mastektomie oder Brusterhaltender Operation, nachdem die Operationswunde vollständig abgeheilt

Bestrahlungstherapie abgeschlossen ist. Formgebung und Größe richten sich nach den anatomischen Gege

Die hier angeführten Gewichte haben einen Toleranzbereich von +/- 5%. Gewichte der Prothesen in Gramm

amoena