

Technische Daten - Gewichte der Amoena Voll- und Teilprothesen

Vollprothesen		Größen →																	
Art-Nr.	Bezeichnung	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
326	Adapt Air Xtra Light 25N		70	95	120	150	185	225	270	325	385	450	520	610	710	790			
327	Adapt Air Light 25N		93	119	152	190	236	290	355	420	486	569	672	777	906	1015			
328	Adapt Air Xtra Light 15N		69	91	116	146	180	220	266	319	378	442	514	594	679	772			
329	Adapt Air Light 15N - 329		85	113	144	182	224	275	332	398	471	552	642	742	848	964			
349	Energy 1S Comfort+		104	138	181	233	297	373	459	537	639	743	883	987					
342	Energy Light 2S Comfort+		81	108	145	180	226	298	364	435	518	606	709	802	896	1018			
310	Energy Cosmetic 2S Comfort+		89	118	155	197	246	313	389	460	547	640	740	842	921	1043			
312	Energy Cosmetic 3S Comfort+		127	157	195	240	292	354	423	497	586	683	795	911					
384	Contact 3S Comfort+		105	145	190	240	305	375	470	541	630	735	877	1004	1138	1295			
381	Contact 2S Comfort+		142	183	234	311	382	452	564	666	798	872	1008						
383	Contact 2A Comfort+		111	132	160	195	235	315	386	472	586	713	856	1031	1228				
382	Contact 3S Comfort+		142	181	238	284	346	403	476	552	606	763							
386	Contact 3E Comfort+		114	147	191	245	309	402	473	572	680	806	974	1137	1348	1549			
380	Contact Light 2S Comfort+		81	107	146	187	240	294	347	414	504	591	685	781	874	1001			
385	Contact Light 3S Comfort+	94	111	143	186	233	266	310	361	427	465	569							
396	Natura 3S Comfort+		95	124	177	231	292	352	427	498	582	678	807	924	1053	1202			
398	Natura 2S Comfort+		120	163	219	285	357	422	492	566	664	802							
393	Natura 2A Comfort+	107	127	147	174	227	295	367	466	575	700	836	1016	1216					
397	Natura 3E Comfort+		96	130	172	223	282	354	428	510	600	727	847	1017	1201	1383			
395	Natura 3S Comfort+	115	140	181	230	285	327	388	459	523	622	722	809	930					
420	Natura Cosmetic 2S Comfort+		87	115	159	196	247	317	373	447	528	624	714	807	906	1045			
321	Natura Cosmetic 3S Comfort+		128	164	198	243	289	322	360	423	495	565	626	721					
322	Natura Cosmetic 3E Comfort+		86	119	157	204	256	322	393	461	547	634	757	889	1042	1221			
323	Natura Cosmetic 25N Comfort+		98	126	155	198	246	302	365	436	517	598	691	804	918	1038			
402	Natura Light 15N Comfort+		86	112	146	180	220	275	337	409	487	571	663	756	873	984			
664	Natura Light 1S Comfort+		83	114	155	194	246	303	372	433	528	581	691	791	904	998			
392	Natura Light 2S Comfort+	87	101	116	143	178	234	291	357	439	543	661	762	842	1017	1119			
390	Natura Light 2S Comfort+		80	112	151	190	241	306	367	440	518	611	723	827	1033	1214	1368	1577	
391	Natura Light 3S Comfort+	92	112	141	173	213	261	295	341	412	478	555	623	721					
401	Natura Xtra Light 15N Comfort+		64	87	112	141	174	213	258	309	366	429	498	576	659	748			
400	Natura Xtra Light 25N Comfort+		75	99	122	152	188	229	283	338	402	470	542	620	718	810	914	1015	1134
630	Essential 1S		105	145	192	244	316	391	470	564	654	749	872	993					
440	Essential 2S		107	141	188	241	302	375	458	551	648	763	888	1025					
353	Essential 2A	104	128	150	180	221	289	367	460	573	693	860	1003	1227					
363	Essential 3S	116	139	181	225	267	322	377	443	518	606	717	797	956					
314	Essential Light 15N		73	96	127	156	197	238	288	346	413	484	548	635	731	831			
442	Essential Light 2S		70	103	131	167	210	276	323	399	467	562	625	722	843	946	1018	1149	1330
356	Essential Light 2A		78	90	150	180	159	210	254	326	402	467	563	683	845	843	970		
367	Essential Light 3S		78	91	129	159	195	230	267	312	368	422	501	554	633				
556	Essential Light 3E		76	104	133	170	217	266	326	391	464	543	634	747	891	1026			
149	Acqua Wave		76	105	137	174	220	278	341	400	482	581	673	768	849	956			
216	Pfiform																		
122	Amara	individuell befalisbar mit Fibertill				78	101	124	154	186	221	265	306	351	403	456	510		
333	Purifi						87		136		200		285		394				

Teilprothesen neu		Größen →											
Art-Nr.	Bezeichnung	S	M	L	XL								
227	Balance Natura TD 227	57	72	104	129								
228	Balance Essential TD 228	62	83	119	136								
217	Balance Natura TD 217	41	49	59	73	89	107	129	153	180	207		
218	Balance Essential TD 218	40	48	57	71	87	105	127	150	175	206		
229	Balance Contact MD 229		83	91	108	129	147	177	206	238	272	304	336
220	Balance Natura MD 220		89	92	113	132	154	182	211	250	278	326	356
223	Balance Essential MD 223		89	96	123	141	167	198	232	268	290	310	349
230	Balance Contact VD 230	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12							
221	Balance Natura Light VD 221	163	206	280	372								
220	Balance Natura Light VD 221	121	160	222	286	349							
222	Balance Natura VD 222	165	214	286	382								
224	Balance Essential Light VD 224	121	158	217	280	338							
225	Balance Essential VD 225	180	234	315	401								
285	Balance Natura SV 285		82	127	191								
286	Balance Contact SV 286		52	88	136								
251	Balance Natura SE 251	S	M	L	XL								
232	Balance Essential SE 232	42	66	92	128								
		48	69	100	141								

Teilprothesen		Größen →				
Art-Nr.	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
282A	Balance Delta 282A	63	95	146	208	275
282B	Balance Delta 282B	70	119	195	292	387
284B	Balance Contact Delta 284B	70	122	190	299	427
283A	Balance Oval 283A	58	91	146	196	252
283B	Balance Oval 283B	81	136	192	271	379
287B	Balance Contact Oval 287B	83	130	194	273	386

Technische Daten für alle Silikon-Prothesen:
 Polyurethan Folie, Material auf Basis von Polydimethylsiloxan, Farbzugabe
 Zusätzlich bei Art.-Nr. 320, 321, 322, 362, 356, 380, 385, 390, 391, 392, 442, 664, 400, 314, 401, 402, 310, 311, 323, 322, 367, 221, 224, 326, 327, 328, 329:
 Extrem leichte Mikro-Hohlkugeln aus Kunststoff
 Zusätzlich bei Art.-Nr. 229, 230, 231, 234, 286, 217, 217, 220, 221, 222, 231, 285, 320, 321, 342, 347, 349, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 664, 400, 401, 402, 310, 311, 323, 322, 326, 327, 328, 329:
 Silikonformulierung mit Paraffinfillulstoffen (PCM / Phase Change Material)
 Zusätzlich bei Art.-Nr. 286, 229, 230, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 Selbsthaftendes Material auf Basis von Polydimethylsiloxan
 Art.-Nr. 216: Rückseite besteht aus 100% Baumwolle, Vorderseite besteht aus 100% Polyester, Watte-Füllung besteht aus 100% Polyester, silikonisierte Hohlkammer
 Indikationen für Brustprothesen-Formen sind entwickelt, um der Patientin nach einer Brustoperation für den Zeitraum der Heilungsphase (6-8 Wochen) eine natürliche Optik zu ermöglichen.
 Indikationen für Balance Adapt für expandierende Prothese während Brustwiederherbau mit Expander zum Schutz und Herstellung des optischen Auges.
 Indikationen für Brustprothesen und Ausgleichsprothesen: Brustprothesen sind erforderlich nach der teilweisen oder vollständigen Entfernung der Brust nach einem Mammakarzinom bzw. anderen Erkrankungen sowie bei Fehl- oder Rückbildung der Brust, sobald die Operationswunde vollständig abgeheilt und die Bestrahlungstherapie abgeschlossen ist.
 Formgebung und Größe richten sich nach den anatomischen Gegebenheiten

Die hier angeführten Gewichte haben einen Toleranzbereich von +/- 5%.
 Gewichte der Prothesen in Gramm.

