



amoena

## ADAPT AIR BRUSTPROTHESEN

### Passgenau für Sie

Leichter, ganztägiger Komfort,  
der auf die einzigartige Silhouette  
einer Frau anpassbar ist.

Erfahren Sie mehr unter [www.amoena.de/AdaptAir](http://www.amoena.de/AdaptAir)

Individuell  
anpassbar  
mit innovativer  
Luftkammer-  
Technologie

# Eine neue Vollprothese - anpassbar an jede individuelle Silhouette

Für perfekten Hautkontakt und visuelle Symmetrie

## Jede Frau hat eine einzigartige Silhouette

- Nach einer Mastektomie kann das Narbengebiet an der Brustwand erhöht, vertieft oder uneben sein. Dies kann es schwierig machen, eine Brustprothese zu finden, die eng anliegt.
- Aufgrund von Lymphödemen kann sich die Silhouette einer Frau von Zeit zu Zeit verändern.
- Einige Frauen benötigen eine Prothesen-Zwischengröße.
- Das Gewicht der Frau kann aufgrund von Wechseljahrsbeschwerden oder Hormontherapie schwanken, so dass die Brustprothese nicht immer perfekt passt.
- Bei einigen BH-Modellen kann es notwendig sein, das Volumen der Brustprothese leicht anzupassen, um eine perfekte Silhouette zu erhalten.



Amoena Adapt Air-Brustprothesen sind an die einzigartige Silhouette einer Frau anpassbar. Die innovative Luftpakketechnologie ermöglicht eine individuelle Anpassung.

## Individuell anpassbar

Die integrierte Luftkammer-Technologie ermöglicht eine individuelle Anpassung, unter Verwendung der integrierten Pumpvorrichtung – jederzeit und ganz einfach auch Zuhause.

## Nah am Körper

Bequem anpassbar an jede Brustwand für eine enganliegende Passform und perfekten Hautkontakt.

## Visuelle Symmetrie

Adapt Air kann an die einzigartige Silhouette jeder Frau oder jede Art von BH angepasst werden, für ein symmetrisches Erscheinungsbild.

## Leichtgewichtig

Cups mit InTouch Light Silikon machen die Prothese um 25 % bis 40 % leichter.\*

## Angenehmes Gefühl auf der Haut

Die temperatursausgleichende Comfort+ Technologie bietet einen ganztägigen Tragekomfort

## Anpassbar für eine perfekte Passform

### Passgenau für Sie

Die richtige Unterstützung stellt Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Sie unterstützt die Kurven, die Sie schon immer hatten und die, die neu dazugekommen sind. Sie erinnert Sie daran, das zu schätzen, was Ihr Körper leistet, und zu akzeptieren, was er nicht leisten kann.

Die richtige Unterstützung gibt Ihnen Sicherheit und Selbstvertrauen.

Amoena Adapt Air Brustprothesen sind an Ihre einzigartige Silhouette anpassbar. Sie bieten Ihnen eine Passform, die sich wie für Ihren Körper gemacht anfühlt und sich perfekt an Ihre natürlichen Kurven anschmiegt. So können Sie sich selbstbewusst fühlen und Ihr Leben unbeschwert in vollen Zügen genießen. Zu jeder Zeit.

**Amoena Adapt Air  
Passgenau für Sie.**

\* Im Vergleich zu einer Prothese aus Standardsilikon in gleicher Form und Größe.

VORTEILE	 <b>Anpassbar</b> an die einzigartige Silhouette einer Frau	 <b>InTouch Light Silikon</b>	 <b>Ganztägiger Tragekomfort</b>
MERKMALE	 Die <b>Pumpe</b> ermöglicht eine Feinabstimmung des Volumens der Prothese an die natürliche Silhouette der Brust.	 <b>Einzigartige Luftkammer-Technologie</b> beschwert nicht	 Weiches Silikon und die patentierte <b>Comfort+</b> -Technologie absorbiert Körperwärme, speichert diese und gibt sie bei Bedarf wieder ab.

### Verfügbar als:

Adapt Air Xtra Light 2S<sup>N</sup> 326  
Adapt Air Xtra Light 1S<sup>N</sup> 328

Adapt Air Light 2S<sup>N</sup> 327  
Adapt Air Light 1S<sup>N</sup> 329

Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH  
Kapellenweg 36  
83064 Raubling  
Germany  
[amoena.de](http://amoena.de)



Amoena Brustprothesen sind CE-gekennzeichnet.  
Amoena ist ein ISO 9001/13485/14001 zertifiziertes Unternehmen.

Amoena Breast Forms are labeled with the CE mark. Amoena is an ISO 9001/13485/14001 certified company. Amoena is a registered trademark of Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH. ©2020 All rights reserved Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 83064 Raubling, Germany