

ZUSÄTZLICHE PROTHESEN	Priform 216 Größen 1/2 - 13/14	Leisure Form 132N Größen 3-14	Aqua Wave Swimform 149 Größen 1-14
------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---

VOLLPROTHESEN GRÖSSENÜBERSICHT

Über folgende Tabelle können Sie ganz einfach anhand der **richtigen BH-Größe** die **passende Brustprothesengröße** bestimmen. Eine T-Shirt-Probe wird Ihnen zeigen, ob eine gute Anpassung erfolgt ist.

Beispiel: Kundin trägt BH-Größe 95 C = dies entspricht einer Prothesengröße 9.

Cup size	Unterbrustweite															
AA	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120				
A	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120			
B			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120		
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
D					65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
E						65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
F							65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
G								65	70	75	80	85	90	95	100	110
Prothesengrößen Portfolio																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prothesengrößen Priform																
		1/2		3/4		5/6		7/8		9/10		11/12		13/14		

BALANCE – TEILPROTHESEN GRÖSSENÜBERSICHT

Finden Sie die richtige Größe für die Oval und Delta Teilprothesen:

Cup Größe	Unterbrustweite											
AA	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
A	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
B		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
C			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
D				65	70	75	80	85	90	95	100	105
E					65	70	75	80	85	90	95	100
F						65	70	75	80	85	90	95
G							65	70	75	80	85	90
Teilgröße	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Cup-Differenz-Methode	Pass-form	Größe der Ausgleichsschale											
CD < 1 cm Dünne Schale	Oval			S		M		L		XL			
	Delta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
CD 1–2 cm Mittlere Schale	Delta		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CD ≥ 2 cm Volle Schale	Delta			3/4		5/6		7/8		9/10		11/12	

Die CCD Methode ist nicht anwendbar auf die Formen Ellipse und Varia.

Informationen und Tipps rund um unsere Produkte finden Sie in unserem aktuellen Produktkatalog, online unter www.amoena.de und in unserem Onlineshop b2b.amoena.de

BALANCE TEILPROTHESEN PORTFOLIOÜBERSICHT

amoena

Selbstvertrauen unterstützen

Stärke	Dünn		Mittel	Volumen	Spezial	
Cup-Differenz	< 1 cm		1 – 2 cm	≥ 2 cm		
FORM	Oval	Delta	Delta	Delta	Ellipse	Varia
★ ★ ★ Premium	CUSTOM Brustprothese nach Maß Einzigartige Passform: Grundfläche, Rückseite und Cupfülle werden individuell angefertigt. Weitere Produkteigenschaften verfügbar je nach Indikation: • Gewichtsoption • temperaturregulierende Rückseite (Comfort+) • individuell anpassbare Rückseite (Luftkammertechnologie)					
	BALANCE ADAPT 		Balance Adapt Air MD 233 Größen 2–12		Balance Adapt Air SV 234 Größen S–XL	
	BALANCE CONTACT 		Balance Contact MD 229 Größen 2–12	Balance Contact VD 230 Größen 3/4–9/10	Balance Contact SV 286 Größen S–XL	
★ ★ ★ Advanced	BALANCE NATURA 			Balance Natura Light VD 221 Größen 3/4–11/12		
	Balance Natura TO 227 Größen S–XL	Balance Natura TD 217 Größen 1–10	Balance Natura MD 220 Größen 2–12	Balance Natura VD 222 Größen 3/4–9/10	Balance Natura SE 231 Größen S–XL	Balance Natura SV 285 Größen S–XL
★ ★ ★ Basic	BALANCE ESSENTIAL			Balance Essential Light VD 224 Größen 3/4–11/12 Tawny 3/4–11/12		
	Balance Essential TO 228 Größen S–XL	Balance Essential TD 218 Größen 1–10	Balance Essential MD 223 Größen 2–12 Tawny 4–10	Balance Essential VD 225 Größen 3/4–9/10	Balance Essential SE 232 Größen S–XL	

1608 - 02/2022



Amoena Brustprothesen, Teilprothesen, Narbenkompression, Silikonpflaster, Spezial-BHs und Spezialbademode tragen die CE-Kennzeichnung. Amoena ist ein nach ISO 9001 / 13485 / 14001 zertifiziertes Unternehmen.



Amoena ist ein eingetragenes Markenzeichen der Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH.
© 2022 Alle Rechte vorbehalten Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 83064 Raubling, Deutschland